


Instruccions per a la recollida de la mostra de saliva

Al punt habilitat a la facultat es proporcionarà el següent **material**:

- Un **tub gran** per a la recollida de la mostra
- Una **pipeta** per a traspassar la mostra del tub gran al petit
- Un **microtub** que serà el que hauràs d'entregar a la farmàcia

Passos a seguir per a la correcta recollida de la mostra de saliva


1. La recollida de saliva s'ha de fer al **matí del dia que s'ha d'entregar la mateixa mostra, abans d'esmorzar**.
2. **Salivar** durant uns segons, acumular saliva a la boca i recollir la mateixa dins del tub de plàstic gran (**sense escopir**).
Repetir diversos cicles (fins a omplir el fons cònic del tub).



Salivar sense escopir dins del tub gran



Omplir el fons cònic del tub



Omplir fins a la meitat del microtub

3. **Traspassar** la saliva amb la pipeta de plàstic al microtub i tancar-lo correctament. Omplir fins a la meitat del microtub. Netejar la superfície externa del microtub amb una tovallola o amb alcohol i rentar-se les mans.
4. **Entregar** el microtub al punt habilitat en l'horari establert

Per més informació, consulta el vídeo explicatiu que trobaràs escanejant el codi QR

